

Exakt Dosering och Dispensering

Skulle en överhettning inträffa stängs motorn av, vilket ger en **hög säkerhet** vid kontinuerlig obevakad användning

Hög precision, till och med för flöden från 0.005ml/min



Fotpedal för fjärrstyrning via kabel finns som option. Möjliggör hantering av pumpen **utanför dragskåp**

Alla modeller erbjuder mjukstart vilket **förebygger spill och skvättande media**. Hastigheten ökar sakta tills det inställda varvtalet nås

För cellbiologiska applikationer används ett pumphuvud med konvexa rullar som inte **klämmer slangen**