

Varuinformation

i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC

Sid 1/5

Produktnamn: **Beliclean SZ**

Utgiven: 21.07.2003

Version: 155 / 080801/8

Reviderad: 14.07.2003

Översatt: 06.02.2004

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn	Beliclean SZ
Produktnummer	4328
Användningsområde	(1) diskmedel; professionell användning i maskin
Tillverkare	Chemische Fabrik DR. WEIGERT GmbH & Co. KG Mühlenhagen 85 20539 Hamburg Telefon: +49 040-78960-0 Fax: +49 040-78960-120 E-post: info@drweigert.de
Leverantör	BELIMED GMBH Edisonstrasse 7a 84453 Mühldorf Telefon: +49 086 31-9896-0 Fax: +49 086 31-9896-300
Distributör i Sverige	AB NINOLAB Box 137 194 22 UPPLANDS VÄSBY Telefon: 08-590 860 70 Fax: 08-590 838 67 E-post: info@ninolab.se

2. Sammansättning / Ämnenas klassificering

Kemisk karakterisering

Flytande preparat (blandning).

Farliga ingredienser och deras klassificering som rena ämnen enligt Dangerous Preparation Directive:

För produktklassificering se under rubrik 3 och 15!

För förklaringar av risk-fraserna se under rubrik 16!

<u>Namn</u>	<u>EINECS-Nr</u>	<u>%</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-sats</u>
Citronsyra	201-069-1	> 30	Xi	36

3. Farliga egenskaper

R 36 Irriterar ögonen.

Varuinformation

i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC

Sid 2/5

Produktnamn: **Beliclean SZ**

Utgiven: 21.07.2003

Version: 155 / 080801/8

Reviderad: 14.07.2003

Översatt: 06.02.2004

4. Första hjälpen

Allmänt

Tag av nedstänkta och kontaminerade kläder.

Hudkontakt

Skölj omedelbart med mycket vatten.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart det öppna ögat med mycket vatten.

Förtäring

Skölj munnen och drick mycket rikligt med vatten.

Framkalla *ej* kräkning.

5. Åtgärder vid brand

Lämplig brandsläckningsutrustning

All konventionell brandsläckningsutrustning (produkten i sig brinner inte).

Väl lämpliga brandsläckningsåtgärder för omgivningen.

Brandsläckningsutrustning som är olämplig med tanke på säkerheten:

Ingen

Speciella risker som utgörs av ämnet, dess förbränningsrester eller gaser som bildas:

Inga

Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning

Använd full skyddsmundering.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder

Undvik hud- och ögonkontakt.

Miljöåtgärder

Undvik utsläpp till ytvatten / grundvatten.

Torka upp mindre mängder med vätskebindande medel (t.ex. sand, sågspån, universellt bindemedel).

Försäkra dig om att materialet som används vid upptorkning tas om hand på ett riktigt sätt.

Spola bort rester med mängder av vatten.

Ring efter brandkåren om större mängder spills ut.

7. Hantering och lagring

Säkert handhavande

Inga speciella åtgärder behövs om angivna föreskrifter efterföljes.

Lagring

Inga speciella försiktighetsåtgärder behövs.

VCI-rekommenderad lagringsklass: 12

Varuinformation

i överensstämmelse med Commission Directive 2001/58/EC

Sid 3/5

Produktnamn: **Beliclean SZ**

Utgiven: 21.07.2003

Version: 155 / 080801/8

Reviderad: 14.07.2003

Översatt: 06.02.2004

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Ytterligare information ämnat för teknisk anläggning:

Inga speciella åtgärder behövs.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering av ingående beståndsdelar

<u>CAS-Nr</u>	<u>Namn</u>	<u>Kod</u>	<u>mg/m³ ; ml/m³</u>
-	-	-	-

Personlig skyddsutrustning:

Inga speciella åtgärder behövs.

Följ de vanliga säkerhetsföreskrifterna för hantering av kemikalier.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: flytande
Färg: färglös
Lukt: karakteristisk
Densitet: (20°C) g/cm³ :approx. 1,2
Bulk densitet g/l: n.a.
Viskositet: (20° C) mPas: <10

Antändningstemperatur: n.a.
pH-värde (20°C) approx.: 1,2
Syra-/Alkali reserv: ej frätande
Löslighet i vatten (20°C): löslig

n.a.: Ej applicerbar

10. Stabilitet och reaktivitet

Betingelser att undvika

Sönderfaller inte vid användning enligt anvisning.

Material att undvika

Blanda inte med andra produkter.

Farliga nedbrytningsprodukter

Inga vid användning enligt instruktioner.

11. Toxikologisk information

Bedömningen av produkternas toxikologiska egenskaper är uteslutande baserade på fakta om råmaterialen och European Dangerous Preparation Directive's klassifikationskriterier.
Det finns ingen testinformation för preparatet.

Varuinformation

i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC

Sid 4/5

Produktnamn: **Beliclean SZ**

Utgiven: 21.07.2003

Version: 155 / 080801/8

Reviderad: 14.07.2003

Översatt: 06.02.2004

12. Ekologisk information

Låt inte koncentratet kontaminera det allmänna avloppssystemet, ytvatten eller grundvatten. De lokala bestämmelserna (för t ex pH-värde) måste tas i beaktande vid utsläpp av utspädd lösning i det allmänna avloppssystemet.

Vid utsläpp av lösning med tillåtet pH-värde störs inte avloppsreningsverkets funktion.

Alla ingredienser är lätt nedbrytbara (OECD 301 A-F).

Tysk risk-klassificering för vatten (WGK): 1 – låg risk för vatten

13. Avfallshantering

Preparat: Vänligen ta reda på de nationella och regionala bestämmelserna för avfallshantering!

Rekommendation: Förbränning bör ske hos auktoriserad avfallshanterare. Rekommenderad EWC-kod (European Waste catalogue) : 070608 "Avfall från tillverkare, företag och användare av ...diskmedel, tvål, desinfektionsmedel och kosmetika..."; för aerosoler endast: EWC 160504 " Gaser i aerosolburkar kan innehålla farliga ämnen".

Emballage (ej rengjorda): Kontaminerade förpackningar, tillverkade av polyetylen, skall tömmas ordentligt. Därefter kan de återanvändas, brännas eller grävas ner.

Vänligen ta reda på de nationella och regionala bestämmelserna för avfallshantering!

14. Transportinformation

I överensstämmelse med gällande bestämmelser **ADR/RID/IMDG-Code/IATA-DGR/ICAO-TI:**

UN-Nr: -

Riktigt skeppningsnamn: -

Klass: -

Packningsgrupp: -

Etikett 1: - **Etikett 2:**

Förorening vid sjötransport: -

EMS-nummer: -

Anmärkningar:

15. Gällande bestämmelser

Klassificering och märkning enligt European Dangerous Preatation Directive 1999/45/EC:

Symbol(er): Xi Irriterande

Innehåll:

Risk-fraser

R 36 Irriterar ögonen.

Varuinformation

i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC

Sid 5/5

Produktnamn: **Beliclean SZ**
Version: 155 / 080801/8

Utgiven: 21.07.2003
Reviderad: 14.07.2003
Översatt: 06.02.2004

Skydds-fraser

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Anmärkningar:

Specifika nationella bestämmelser

Sammansättning i enlighet med EC-rekommendationerna för diskmedel (89/542/EEC):

Ingen

Tysk risk-klassificering för vatten (WGK): 1 – låg risk för vatten

16. Övrig information

Formulering av Risk-satserna nämnda i kapitel 2.

R 36 Irriterar ögonen.

Rekommenderad användning och inskränkning:

Vidare information:

Ovanstående information är baserad på vår kunskap och erfarenhet hittills och har för avsikt att beskriva produkten med avseende på tänkbara säkerhetsföreskrifter men utgör ingen beskrivning av kvalitet eller försäkran av speciella egenskaper. Eventuella ändringar är markerade med * i respektive kapitel.