

Kontakta
oss för
kampanjpris!

Nyhet!

08-590 962 00 info@ninolab.se

Specialerbjudande på nya Thermo Scientific FluidEase Pro elektroniska pipetter



Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ Elektroniska pipetter erbjuder snabb, exakt och reproducerbar pipettering. Med intuitiv pekskärm, pekfinger pipettering och med säker ClipTip™-teknologi får du maximal kontroll i varje steg.

- Intuitiv pekskärm för snabb och enkel användning.
- Brett hastighetsområde – från känsliga till viskösa prover
- ClipTip™-teknologi för säker passform
- Förinställningar och programmering för flexibla arbetsflöden
- Ergonomisk design med pekfinger pipettering och elektronisk spetsavkastning med LED-indikering
- Användarprofiler och lösenordsskydd för standardiserad användning
- Anpassade kalibreringsalternativ: möjliggör kalibrering för specifika vätskor eller miljöförhållanden för att anpassa prestandan till verkliga laboratoriearbetsflöden.

FluidEase Pro ClipTip pipetter

Artikelnr.	Beskrivning
4674010	FluidEase Pro ClipTip, 1-ch, 0.5–10 µL
4674020	FluidEase Pro ClipTip, 1-ch, 2.5–100 µL
4674030	FluidEase Pro ClipTip, 1-ch, 5–200 µL



**Kontakta
oss för
kampanjpris!**

4674040	FluidEase Pro ClipTip, 1-ch, 10–300 µL
4674050	FluidEase Pro ClipTip, 1-ch, 20–1,000 µL
4676010	FluidEase Pro ClipTip, 8-ch, 0.5–10 µL
4676030	FluidEase Pro ClipTip, 8-ch, 2.5–100 µL
4676050	FluidEase Pro ClipTip, 8-ch, 5–200 µL
4676070	FluidEase Pro ClipTip, 8-ch, 10–300 µL
4676090	FluidEase Pro ClipTip, 8-ch, 25–1,250 µL
4676020	FluidEase Pro CipTip, 12-ch, 0.5–10 µL
4676040	FluidEase Pro ClipTip, 12-ch, 2.5–100 µL
4676060	FluidEase Pro ClipTip, 12-ch, 5–200 µL
4676080	FluidEase Pro ClipTip, 12-ch, 10–300 µL
4676100	FluidEase Pro ClipTip, 12-ch, 25–1,250 µL
4676110	FluidEase Pro ClipTip, 16-ch, 0.5–10 µL
4676120	FluidEase Pro ClipTip, 16-ch, 1–30 µL
4676130	FluidEase Pro ClipTip, 16-ch, 3–125 µL

För mer information, vänligen kontakta Ninolab för en specifik offert för att dra nytta av dessa priser.

- Telefon: +46(8) 590 962 00
- Email: info@ninolab.se

ab ninolab
Din leverantör av laboratorieutrustning

Kampanjpriser gäller t.o.m. 2026-08-31