



ninox

Invändigt gnistsäkra kyl-/frysååp
för laboratoriet



ab **ninox** lab

Ninolux säkerställer en trygg förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen – tyst, energisnålt och miljövänligt

Kvalitet ger styrka och säkerhet

Ninolux kyl-/frysåp är robust konstruerat med låg ljudnivå.

Kyl-/frysmodellen har separat kompressor för kyl och frys för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön.

I isoleringen används cyclopentan, som är helt utan påverkan av ozonskiktet.

För anslutning till 230 volt växelström. Säkring 10 Ampere.

- Låg energiförbrukning Klass A/B
- Digital inställning/visning av temperaturen
- Automatisk avfrostning av kylan, manuell för frysen
- Möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd
- Digitaltermostat, lås och anslutning för externlarm
- Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt

Typ	Modell	Temp. °C	Liter	Energiåtgång	Inv. dim. HxBxD	Utv. dim HxBxD
Kyl/Frys Digital	KFDex	+3 till +10/ -16 till -25	186/124	1,01 kWh/24h	755x500x470/ 740x460x450	1950x600x612



Kylen/frysen är invändigt ATEX-klassade enligt II-/3G Ex ecII C Gc, TPS 17 ATEX 98829.

