

## Varuinformation (91/155/EEG)

Utgiven: 18.06.1998

Reviderad: 18.06.1998

Översatt: 08.11.2002

**Elma Clean 65 (EC 65)**

Sid. 1 av 5

---

### 1. Identifiering av ämne eller sammansättning

Produktnamn	Elma Clean 65 (EC 65)
Tillverkare	ELMA Hans Schmidbauer, GmbH & Co KG Kolpingstrasse 1-7 D-78224 SINGEN (Htwl)
Frågor	Telefon +49 7731 882-0 Fax: +49 7731 882-266
Distributör	AB NINOLAB Box 137 194 22 UPPLANDS VÄSBY Telefon 08 590 860 70 Fax 08-590 838 67
Rådgivning	Chemie/Labor Telefon +49 7731 882-287 Fax +49 7731 882-266
Rådgivning vid nödsituationer	Chemie/Labor Telefon +49 7731 882-287

---

### 2. Sammansättning/ Information om ingående komponenter

#### Kemisk karaktär

Vattenblandning av anjoniska och nonjoniska tensider, korrosionshämmande komponent och oorganisk syra.

#### Ytterligare råd

Neutralt rengöringskoncentrat

---

### 3. Särskild säkerhetsinformation om risker för människors hälsa och miljö

---

### 4. Åtgärder vid första hjälpen

#### Vid kontakt med ögon

Om ämnet kommer i kontakt med ögonen, ska du skölja noggrant med rikligt med vatten och kontakta läkare.

## Varuinformation (91/155/EEG)

Utgiven: 18.06.1998

Reviderad: 18.06.1998

Översatt: 08.11.2002

**Elma Clean 65 (EC 65)**

Sid. 2 av 5

Vid förtäring

Ge aktivt kol.

Kontakta omedelbart läkare.

---

### 5. Brandbekämpning

Lämplig brandsläckningsutrustning

vatten

alkoholresistent skum

pulver

Släckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas

Inga

Särskilda exponeringsfaror som härrör från ämnet, förbränningsprodukter eller resulterande gaser

Inga

Särskild skyddsutrustning för brandmän

Ingen

---

### 6. Åtgärder vid utsläpp eller spill

Metoder för att sanera/ta upp

Fånga upp med absorberande material (exempelvis syrabindare).

Spola bort rester med vatten.

---

### 7. Handhavande och förvaring

Råd för säker hantering

Inga särskilda åtgärder krävs om produkten används korrekt.

Krav på lagerutrymme och lagringskärl

Förvara endast i originalbehållare.

---

### 8. Exponeringskontroll / Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

Håll borta från livsmedel och dryck.

---

## Varuinformation (91/155/EEG)

Utgiven: 18.06.1998

Reviderad: 18.06.1998

Översatt: 08.11.2002

**Elma Clean 65 (EC 65)**

Sid. 3 av 5

### 9. Fysiska och kemiska egenskaper

Form  
Vätska

Färg  
Genomskinlig

Lukt  
Mild

<u>Data</u>	<u>Värde</u>	<u>Temperatur</u>	<u>At</u>	<u>Metod</u>	<u>Anmärkning</u>
pH	7-8	20°C			
Börjar koka	>100°C				
Flampunkt					Ingen flampunkt under 100°C
Förbränningstemp.					Ingen
Självantändning					Ingen
Densitet	1,04g/cm <sup>3</sup>				
Löslighet i vatten					Blandbar
Oxideringsegenskaper					Inga
Explosiva egenskaper					Inga

---

### 10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden att undvika

Inga

Ämnen att undvika

Inga

Farliga nedbrytningsprodukter

Inga

---

### 11. Giftinformation

Akut giftverkan/Irritabilitet/Känslighet

	<u>Värde/Validering</u>	<u>Art</u>	<u>Metod</u>	<u>Kommentar</u>
LD50 akut oral	>2000 mg/kg		Rätta	
Irritabilitet hud				Ingen

## Varuinformation (91/155/EEG)

Utgiven: 18.06.1998

Reviderad: 18.06.1998

Översatt: 08.11.2002

**Elma Clean 65 (EC 65)**

Sid. 4 av 5

	<u>Värde/Validering</u>	<u>Art</u>	<u>Metod</u>	<u>Kommentar</u>
Känslighet hud				Ingen
Övre luftvägar påverkan				Ingen
<u>Erfarenhet från praktisk användning</u> Har en avfettande effekt på huden				

---

## 12. Ekologisk information

### Produktdata om eliminering (motståndskraft och nedbrytbarhet)

Elimineringshastighet	Analysmetod	Metod	Validering
Biologisk nedbrytbarhet >80%		OECD 302 B	Biologiskt nedbrytbar

### Ytterligare

Produkten innehåller inga halogener enligt receptet.

### Allmänt

Töm inte ut produkten övervakat i miljön.

---

## 13. Föreskrifter vid destruktion

### Produkten

Produkten får tömmas i avloppsledning som leder till reningsverk, men det ska ske i enlighet med officiella föreskrifter.

### Förpackning

Förorenade förpackningar bör tömmas så mycket det går och kan efter lämplig rengöring återanvändas.

---

## 14. Transportinformation

Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

### Anmärkning

Inga farliga ämnen enligt föreskrifterna.

Marin transport IMDG/GGVSee

### Anmärkning

Inga farliga ämnen enligt föreskrifterna.

## **Varuinformation (91/155/EEG)**

Utgiven: 18.06.1998

Reviderad: 18.06.1998

Översatt: 08.11.2002

**Elma Clean 65 (EC 65)**

Sid. 5 av 5

Lufttransport ICAO/IATA

### Kommentarer

Inga farliga ämnen enligt föreskrifterna.

---

## **15. Gällande bestämmelser**

### Klassificering

Kräver inte riskmärkning, men de normala säkerhetsåtgärderna för hantering av kemikalier måste vidtas.

---

## **16. Övrig information**

### Ytterligare information

Denna information lämnas enligt vår nuvarande kunskap om produkten. Detta varuinformationsblad motsvarar inte en försäkran i kraft av kontrakt för produktens egenskaper.

### Källor för använd produktdata

Egna mätningar

### Information om lagringsstabilitet

Lagringstid: 5 år

---